



smartCase Schienendosen

Packung 10 Stück white



Artikelnr.: 219250
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.33 kg
Höhe: 160 mm
Breite: 160 mm
Länge: 80 mm

€ 6,26

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Dosen white

Die *smartCase Schienendosen* dienen zur sicheren Aufbewahrung sowie zum Transport von Zahnspangen und Schienen (Okklusionsschienen, Aligner) und sind aus 100%igem recyceltem Material hergestellt. Die gelochte Ober- als auch Unterschale dienen der Belüftung für eine hygienische Trocknung.

Maße: ca. 30 x 73 x 78 mm (H x B x T).