



K2/K2-HF Glasur Fluid GF-Universal

Flasche 50 ml Glasur Fluid HF



Artikelnr.: 219346
Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH
Gewicht: 0.063 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 35 mm
Länge: 35 mm

€ 23,07

Zzgl. MwSt.

Flasche 50 ml Glasur Fluid HF

K2 Liquid ist Zubehör für die Keramik Palette.

K2-HF Liquid ist für eine hochschmelzende Metallkeramik mit hervorragenden optischen und physikalischen Eigenschaften. Sie wird bei 910°C gebrannt und ist für nahezu alle Legierungen mit einem WAK von 13,8 - 14,9 / 25° - 500°C geeignet. Liegt der WAK höher als 14,5, empfiehlt sich eine Langzeitabkühlung.