



FREEPRINT® Splintmaster flex

Flasche 1 kg Kunststoff transparent



Artikelnr.: 219358
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 1.145 kg
Höhe: 240 mm
Breite: 85 mm
Länge: 85 mm

€ 360,30

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff transparent

FREEPRINT® SPLINTMASTER TAFF & FLEX

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen High-End-Schienen. Erhältlich in zwei Flexibilitätsstufen: TAFF & FLEX.

Das biokompatible Material zeichnet sich durch extreme Schlagzähigkeit aus. Schienen aus FREEPRINT® SPLINTMASTER sind langzeitstabil und robust, ohne spröde zu werden. Dank der hohen Rückstellung kehren die Schienen wieder in ihre Ursprungsform zurück. Die perfekt abgestimmten Eigenschaften garantieren höchsten, spannungsfreien Trage-komfort und leichtes Ein- und Ausgliedern. Die klar-transparenten flexiblen Schienen sind geruchs- und geschmacksneutral und frei von MMA, THF-MA und TPO. Farbe: klar-transparent.