



saremco print CLEANING CONCENTRATE

Flasche 3 Liter Konzentrat



Artikelnr.: 219407
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 3.93 kg
Höhe: 234 mm
Breite: 130 mm
Länge: 100 mm

€ 98,30

Zzgl. MwSt.

Flasche 3 Liter Konzentrat

saremco print CLEANING CONCENTRATE

Wasserbasierte Alternative zu herkömmlichen Lösungsmitteln für den 3D-Druck.

- Effiziente Ergiebigkeit 3 Liter Konzentrat gemischt mit Wasser ergeben 17 Liter Reinigungslösung
- Umweltfreundliche Bestandteile leicht biologisch abbaubar, wiederverwendbar
- Geruchsneutral ohne stechenden Geruch typischer Lösungsmittel
- Hohe Sicherheit, Isopropanol als auch Ethanol klar überlegen
- Mühelose Reinigung gründliche und rückstandsfreie Reinigung gedruckter Objekte – ermöglicht sofortige Weiterverarbeitung
- Hilfreiche Anleitungen: <https://www.youtube.com/channel/UCq6nqt7-5hNi7Zrrjxl1Jg/videos>

Produkteigenschaften:

- Kostensparendes und ergiebiges Konzentrat, Mischungsverhältnis 4 Teile Wasser zu 1 Teil Konzentrat
- Überlegene Alternative zu Isopropanol (IPA), Ethanol und Butyldiglycol- Formulierungen
- Hohe Prozesssicherheit – keine gefährlichen und entzündlichen Gase
- Geeignet für SLA & DLP 3D-gedruckte Objekte (z.B. aus saremco print CROWNTEC, sowie aus Dental-, Schmuck- oder Modellbauindustrie)
- Recycling: nach dem Reinigungsprozess kann die Lösung mittels Filterung umweltgerecht entsorgt oder wiederverwendet werden
- Nicht ätzend
- Einsetzbar in Ultraschallgeräten (Handhabung 2 x 3 min. – nicht überschreiten – Anleitung beachten!)

- Oberflächen-Verträglichkeit: Greift Oberfläche 3D-gedruckter Objekte nicht an, keine weissen Ablagerungen
- Optimale Reinigung 3D-gedruckter Objekte

Bestelleinheit: Flasche

Inhalt Konzentrat: 3 Liter

Anmischbare Reinigungslösung: 17 Liter