



saremco zirconia primer

Flasche 5 ml Primer



Artikelnr.: 219409
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 210 mm
Länge: 100 mm

€ 80,53

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml Primer

Haftvermittler für Zirkondioxid-Gerüste. Gewährleistet einen festen Verbund beim Verkleben mit Meth-Acrylaten und Zirkonia-Keramik. Für die indirekte Herstellung von Zahnersatz konzipiert.

- Frei von BisGMA, TEGDMA und HEMA
- Speziell für Zirkondioxid-Gerüste entwickelt
- Hervorragende Haftung auf harter Zirkon-Oberfläche
- Hochwertige Qualität für zuverlässige Anwendung

Konditionierung

Zirkondioxid-Gerüste mithilfe 110 ? Aluminiumoxyd bei 2 - 3 bar aufräuen, mit ölfreier Druckluft reinigen. Oberfläche mit zirconia primer benetzen. Mit ölfreier Druckluft trocknen.