



Fit® Lochzange

Stück Feder für Lochzange



Artikelnr.: 219413
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 60 mm
Länge: 100 mm

€ 5,65

Zzgl. MwSt.

Stück Feder für Lochzange

Für perfekt gestanzte, reißfeste Perforationen.

- Beweglicher Stanzdorn, der immer den gesamten Schneiderand erfasst
- Aus Edelstahl
- Länge: 16 cm