



Megafill MH CERAM

Packung 20 x 0,25 g Minifill A3



Artikelnr.: 219415
Hersteller: MEGADENTA Dentalprodukte
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 27 mm
Breite: 62 mm
Länge: 86 mm

€ 32,63

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,25 g Minifill A3

Megafill MH CERAM ist ein neuartiges lichthärtendes Universal-Microhybrid-Composite für Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich. Durch ein spezielles Gefüge unterschiedlicher mikroskaliger Gläser, basierend auf den Erfahrungen in der Nanotechnologie, kann ein höherer Füllkörperanteil als im Megafill MH erreicht werden. Gleichzeitig bleiben die gewohnten Verarbeitungseigenschaften bei *Megafill MH CERAM* erhalten und ermöglichen durch diese neuartige Kombination von keramischen Füllkörpern eine hohe Formstabilität und geringere Schrumpfung. *Megafill MH CERAM* besitzt einen ausgeprägten Chamäleoneneffekt und eine natürliche Opaleszenz. Durch eine breite Farbauswahl und Hochglanzpolierbarkeit ist *Megafill MH CERAM* für die Schichttechnik und ästhetische Füllungstherapie hervorragend geeignet.