



BRILLIANT Bulk Fill Flow

Spritze 2,3 g



Artikelnr.: 219470
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 20 mm
Länge: 85 mm

€ 30,74

Zzgl. MwSt.

Spritze 2,3 g Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow ist das ideale Füllungsmaterial für schnelle und einfache Restaurationen. Vor allem im Seitenzahnbereich erleichtern der farbadaptierende Shade und die Möglichkeit ohne finale Deckschicht zu arbeiten das Legen der Füllung. Das Bulk Fill Flow basiert, wie die gesamte BRILLIANT Family, auf der erfolgreichen BRILLIANT Füllungstechnologie. Somit ist es der ideale Partner zu BRILLIANT EverGlow und BRILLIANT EverGlow Flow.

MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Farbadaptierendes „Multi Shade“-Material
- Zuverlässige Durchhärtetiefe von 4 mm in 20 Sek. (? 1000 mW/cm²)
- Keine Deckschicht erforderlich dank hoher Abrasionsbeständigkeit und guter mechanischer Eigenschaften

INDIKATIONEN

BRILLIANT Bulk Fill Flow kann in 4 mm-Inkrementen appliziert werden und ist indiziert für: · direkte Restaurationen von Kavitäten aller Klassen · Befestigung und Reparatur von Komposit- und Keramikrestaurationen · Befestigung von Retainern

FARBSPEKTRUM

BRILLIANT Bulk Fill Flow wurde als „Multi Shade“-Komposit entwickelt. Dank seines Chamäleon-Effekts passt sich das Material einem breiten Spektrum von Zahnfarben an.