



Sterilisationstüten

Packung 24 x 100 Stück 50 x 250 mm



Artikelnr.: 219501
Hersteller: Michael Ludwig
Gewicht: 4.03 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 220 mm
Länge: 310 mm

€ 70,20

Zzgl. MwSt.

Packung 24 x 100 Tüten 50 x 250 mm

Sterilgutverpackung für die Dampf- und Gassterilisation. Medizinisches Spezialpapier. 9-schichtige Kunststoff-Folie für höchste Reißfestigkeit. Beim Versiegeln verfärbt sich die grüne Folie dunkler. Als Siegeltemperatur werden je nach Druck und Zeit 165 - 200 °C empfohlen.

- S: Flach
- B: Mit Seitenfalte