



# Pursept® -A Xpress S

Flasche 1 Liter Desinfektion



Artikelnr.: 219513  
Hersteller: Merz Dental GmbH  
Gewicht: 1.031 kg  
Höhe: 205 mm  
Breite: 103 mm  
Länge: 101 mm

**€ 14,86**

*Zzgl. MwSt.*

## Flasche 1 Liter Desinfektion

*Pursept®-A Xpress S* gering alkoholische Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten und Flächen.

- Nach VAH Methoden begutachtet
- *Pursept®-A Xpress S* ist in der IHO-Desinfektionsmittelliste aufgeführt

## Eigenschaften:

- Schnelle Wirksamkeit (ab 15 Sekunden)
- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Zur Desinfektion empfindlicher Kommunikationsgeräte geeignet
- Dermatologisch getestet

## Anwendungen:

- Geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.
- Geeignet zur Desinfektion von empfindlichen Kommunikationsgeräten, wie Smartphones und Tablets.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.