



Gipshärter

Flasche 450 ml



Artikelnr.: 21952

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 0.541 kg

Höhe: 201 mm

Breite: 60 mm

Länge: 60 mm

€ 19,36

Zzgl. MwSt.

Flasche 450 ml

Dieser Whip Mix *Gipshärter* ist unübertroffen in seiner Qualität. Der *Gipshärter* kann zum Anmischen anstelle von Wasser verwendet werden, wenn Sie die Festigkeit Ihres Gipses steigern wollen (unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 mit Wasser vermischt). Der Whip Mix *Gipshärter* ist frostsicher.