




## ALU CONTAINER 30X20

Stück blau



Artikelnr.: 219606  
Hersteller: Nichrominox  
Gewicht: 0.86 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 208 mm  
Länge: 322 mm

**€ 166,86**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Container blau

Aluminium-Sterilisationsbehälter 20x16 - Sicherheit, Hygiene, Sterilisation:

Hocheffiziente und ökologische Sterilisationsboxen! Sie sind vollständig luftdicht und entweder mit einem Papierfilter (Einmalgebrauch) oder mit einem Teflonfilter (wirksam bis zu 2000 Zyklen), einer Halterung für ein Kennzeichnungsetikett und einem Dichtungssystem ausgestattet. Die Abdeckung aus eloxiertem Aluminium ist in 7 verschiedenen Farben erhältlich: Silber, Blau, Rot, Grün, Gelb, Orange und Purple.

Dieser Behälter ist geeignet für:

- 1 x Kassette 28 x 18
- Oder 2 x Kassetten 18 x 14
- Oder 1 x Kassette 20 x 18 + 1 x Kassette 18 x 7
- Außenmaße 32,2 x 20,8 x 5,5 cm - Innenmaße: 29,9 x 19,9 x 4 cm