



## ALU CONTAINER 20X16

Stück blau



Artikelnr.: 219613  
Hersteller: Nichrominox  
Gewicht: 0.622 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 168 mm  
Länge: 219 mm

**€ 128,62**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Container blau

Aluminium-Sterilisationsbehälter 20x16 - Sicherheit, Hygiene, Sterilisation:

Hocheffiziente und ökologische Sterilisationsboxen! Sie sind vollständig luftdicht und entweder mit einem Papierfilter (Einmalgebrauch) oder mit einem Teflonfilter (wirksam bis zu 2000 Zyklen), einer Halterung für ein Kennzeichnungsetikett und einem Dichtungssystem ausgestattet. Die Abdeckung aus eloxiertem Aluminium ist in 7 verschiedenen Farben erhältlich: Silber, Blau, Rot, Grün, Gelb, Orange und Purple.

Dieser Behälter ist geeignet für:

- 1 x Kassette 18 x 14
- Oder 2 x Kassetten 18 x 7
- Außenmaße 22,4 x 16,8 x 5,5 cm - Innenmaße 20,2 x 15,9 x 4 cm