



LM-Arte™ Applica DarkDiamond™

Stück braun, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 219668
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 85,64

Zzgl. MwSt.

Stück Restaurationsinstrument braun, LM-ErgoSense® Griff

LM-Arte™ Dark Diamond™ ist die neueste Entwicklung in der Zusammenarbeit von Style Italiano und LM Dental. Das innovative Instrumentenset für ästhetische Restaurationen wurde speziell für die Kompositschichtung entworfen. Jedes Instrument ist mit der innovativen Dark Diamond Antihafbeschichtung versehen, farbcodiert und nach seiner Hauptfunktion benannt, um restaurative Behandlungen zu erleichtern.

LM Dark Diamond™ mit einzigartigen Vorteilen!

- Moderne diamantähnliche Kohlenstoff (DLC)-Beschichtung zur Reduzierung der Klebrigkeit für das mühelose Antragen von Kompositen
- Harte Oberfläche zum Schutz der Spitze vor Kratzern
- Glatte Oberfläche zur einfachen Reinigung
- Dunkle Beschichtungsfarbe für minimale Reflektionen und maximalen Kontrast zur Restauration
- Ergonomischer LM-ErgoSense® Griff für hervorragende Präzision und optimales Tastgefühl
- Mit haftabweisender Dark Diamond™ Beschichtung
- Ein sehr dünner und flexibler Spatel zum Antragen und Modellieren des Komposits