



LM-Arte™ Fissura DarkDiamond™

Stück grün, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 219671
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 85,64

Zzgl. MwSt.

Stück Restaurationsinstrument grün, LM-ErgoSense® Griff

LM-Arte™ Dark Diamond™ ist die neueste Entwicklung in der Zusammenarbeit von Style Italiano und LM Dental. Das innovative Instrumentenset für ästhetische Restaurationen wurde speziell für die Kompositenschichtung entworfen. Jedes Instrument ist mit der innovativen Dark Diamond Antihafbeschichtung versehen, farbcodiert und nach seiner Hauptfunktion benannt, um restaurative Behandlungen zu erleichtern.

LM Dark Diamond™ mit einzigartigen Vorteilen!

- Moderne diamantähnliche Kohlenstoff (DLC)-Beschichtung zur Reduzierung der Klebrigkeit für das mühelose Antragen von Kompositen
- Harte Oberfläche zum Schutz der Spitze vor Kratzern
- Glatte Oberfläche zur einfachen Reinigung
- Dunkle Beschichtungsfarbe für minimale Reflektionen und maximalen Kontrast zur Restauration
- Ergonomischer LM-ErgoSense® Griff für hervorragende Präzision und optimales Tastgefühl
- Mit haftabweisender Dark Diamond™ Beschichtung
- Sehr spitze Arbeitsenden zum Modellieren der Anatomie des Okklusalbereiches