



IPS e.max Gel

Tube 50 g Gel



Artikelnr.: 219673
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.077 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 35 mm
Länge: 185 mm

€ 9,83

Zzgl. MwSt.

Tube 50 g Gel

Das Mundpflege-Gel mit Chlorhexidin, Fluorid, D-Panthenol und Xylit. Das *IPS e.max Gel* schützt hochwertige Restaurationen mit seiner einzigartigen Formel:

- Pflegt und beruhigt gereizte Schleimhäute, Zahnfleisch und periimplantäres Gewebe im Bereich der Restauration unmittelbar nach der Behandlung
- Gezieltes und präzises Auftragen mit Interdentalbürsten
- Auch auf komplexen Oberflächen wie z.B. implantatgetragenen Restaurationen optimal verteilbar
- Schützt verbleibende Zahnschubstanz und Restauration vor schädlichen Bakterien