



## DIATECH Diamanten G801M

Packung 5 Stück rot fein (F), FG, Figur 001 Kugel, 0,9 mm, ISO 009



Artikelnr.: 219790  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 85 mm

**€ 22,04**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Schleifer rot fein (F), FG, Figur 001 Kugel, Kopflänge: 0,9 mm, ISO 009

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm\*
- blau ML - mittel - 105 µm\*
- rot F - fein - 40 µm\*
- gelb XF - extra fein - 25 µm\*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm\*
- orange UF - ultrafein - 8 µm\*
- Kronentrennung, Kronenpräparation

\*Durchschnittswerte