



DIATECH Diamanten G836R

Packung 5 Stück blau mittel (M), FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, 6 mm, ISO 008



Artikelnr.: 219865
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 46 mm
Länge: 85 mm

€ 18,75

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau mittel (M), FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, Kopflänge: 6 mm, ISO 008

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm*
- blau ML - mittel - 105 µm*
- rot F - fein - 40 µm*
- gelb XF - extra fein - 25 µm*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm*
- orange UF - ultrafein - 8 µm*
- Kavitätenpräparation