



DIATECH Diamanten G839

Packung 5 Stück blau mittel (M), FG, Figur 150 Zylinder stirnschneidend, ISO 010



Artikelnr.: 219890
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 46 mm
Länge: 85 mm

€ 22,04

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau mittel (M), FG, Figur 150 Zylinder stirnschneidend, ISO 010

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 μm^*
- blau ML - mittel - 105 μm^*
- rot F - fein - 40 μm^*
- gelb XF - extra fein - 25 μm^*
- weiß UF - ultrafein - 15 μm^*
- orange UF - ultrafein - 8 μm^*
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation