



DIATECH Diamanten G850L

Packung 5 Stück blau mittel (M), FG, Figur 200 Konus rund lang, 12 mm, ISO 016



Artikelnr.: 219962
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 46 mm
Länge: 85 mm

€ 18,75

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau mittel (M), FG, Figur 200 Konus rund lang, Kopflänge: 12 mm, ISO 016

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm*
- blau ML - mittel - 105 µm*
- rot F - fein - 40 µm*
- gelb XF - extra fein - 25 µm*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm*
- orange UF - ultrafein - 8 µm*
- Kronenpräparation, Bearbeitung von Füllungen, Finishing

*Durchschnittswerte