



DIATECH Diamanten G878K

Packung 5 Stück blau mittel (M), FG, Figur 298 Torpedo konisch, 8 mm, ISO 010



Artikelnr.: 220110

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 46 mm

Länge: 85 mm

€ 21,29

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau mittel (M), FG, Figur 298 Torpedo konisch, Kopflänge: 8 mm, ISO 010

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm*
- blau ML - mittel - 105 µm*
- rot F - fein - 40 µm*
- gelb XF - extra fein - 25 µm*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm*
- orange UF - ultrafein - 8 µm*
- Kronenpräparation

*Durchschnittswerte