



## DIATECH Diamanten G878KP

Packung 5 Stück rot fein (F), FG, Figur 508 Torpedo konisch mit Zapfen, 8 mm, ISO 018



Artikelnr.: 220124

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 46 mm

Länge: 85 mm

**€ 27,08**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Schleifer rot fein (F), FG, Figur 508 Torpedo konisch mit Zapfen, Kopflänge: 8 mm, ISO 018

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm\*
- blau ML - mittel - 105 µm\*
- rot F - fein - 40 µm\*
- gelb XF - extra fein - 25 µm\*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm\*
- orange UF - ultrafein - 8 µm\*
- Kronenpräparation

\*Durchschnittswerte