



DIATECH Diamanten G881

Packung 5 Stück blau mittel (M), FG, Figur 141 Zylinder rund, 8 mm, ISO 010



Artikelnr.: 220151
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 46 mm
Länge: 85 mm

€ 18,75

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer blau mittel (M), FG, Figur 141 Zylinder rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 010

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 μm^*
- blau ML - mittel - 105 μm^*
- rot F - fein - 40 μm^*
- gelb XF - extra fein - 25 μm^*
- weiß UF - ultrafein - 15 μm^*
- orange UF - ultrafein - 8 μm^*
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation, Kronentrennung