

# PROPHY+ Cart

Stück



Artikelnr.: 220247  
Hersteller: DTE Medical Instrument  
Gewicht: 1.505 kg  
Höhe: 770 mm  
Breite: 410 mm  
Länge: 410 mm

**€ 790,00**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Cart

*Prophy+ CART*

- Metallaufgabe vorbereitet für das Prophy+
- Umlaufende silberne Griffleiste
- 2 Ablagefächer für Zubehör
- Auflagefläche für Fußanlasser
- Integrierter Kabelkanal
- Farbe weiß
- Maße: 410 / 410 / 770 mm
- Gewicht: 13 kg
- Anlieferung bei Auslieferung mit Prophy+ inklusive
- Liefereinsatz ca. April 2024