



## GALENASPON® dental

Packung 2 Dosen x 30 Würfel, 10 x 10 x 10 mm



Artikelnr.: 220260  
Hersteller: HIMED GmbH  
Gewicht: 0.5 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 120 mm

**€ 22,99**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Dosen x 30 Würfel, 10 x 10 x 10 mm

Steriler, absorbierender Gelatineschwamm mit blutstillender Wirkung. Galenaspon haftet an der Blutungsstelle an und absorbiert das rund 50-fache seines Eigengewichts. Aufgrund der gleichmäßigen Porosität von Galenaspon werden die Blutplättchen festgehalten und die Gerinnungskaskade aktiviert. Lösliches Fibrinogen wird in ein Netz aus unlöslichem Fibrin verwandelt, das die Blutung stoppt. Galenaspon löst keine schädlichen Gewebereaktionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen aus. Der Vorteil von Galenaspon ist, dass der Schwamm gleichzeitig mit Antibiotika, Chemotherapeutika und Thrombin verwendet werden kann, ohne dass die blutstillende Wirkung von Galenaspon gemindert wird. Galenaspon ist ein lokaler, hämostatischer Schwamm zur Verwendung bei chirurgischen Eingriffen mit venösen Blutungen und Nassen, bei denen eine traditionelle Hämostase schwierig oder unpraktisch und die Verwendung nicht absorbierender Materialien unerwünscht ist. In der Mund- und Zahnchirurgie hilft Galenaspon Dental bei der Hämostase und dem Verschluss toter Räume, die durch Zahnextraktionen, Wurzelamputationen und die Entfernung von Zysten, Tumoren und retinierten Zähnen entstanden sind.

- Steril
- Schwammstruktur
- Für alle Bereiche der Chirurgie geeignet, Haltbarkeitsdauer 5 Jahre ab Produktion
- Schnelle Blutstillung (2 bis 4 Minuten)
- Vollständig resorbierbar mittels enzymatischer Resorption und Hydrolyse
- Löst keine schädlichen Gewebereaktionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen aus
- Resorptionszeit 4-6 Tage bei Kontakt mit Blut