



Flex light

Set Ø 120 mm 1- farbig



Artikelnr.: 220266
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Gewicht: 0.16 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 130 mm
Länge: 130 mm

€ 18,61

Zzgl. MwSt.

Set Ø 120 mm 1 x Erkoflex 2 mm transparent, 1 x Erkoflex 2 mm transparent oder farbig , 1 Erkobox, 1 Anleitung, 1 Muster FG-Blatt

Set zur Herstellung zweischichtiger weicher Schutz-Schienen nach Kundenwunsch.