



QuickmatFIT Teilmatrizen

Packung 25 Stück Stärke 0,04 mm, Molar deep



Artikelnr.: 220303
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 43 mm
Länge: 68 mm

€ 21,88

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Teilmatrizen Stärke 0,04 mm, Molar deep

QuickmatFIT von Polydentia sind die neuen anatomisch verbesserten Teilmatrizen aus rostfreiem Stahl, die in einer Dicke von 0,04 mm und drei anatomischen Formen erhältlich sind, um alle Arten von posterioren Restaurationen der Klasse-II abzudecken. QuickmatFIT-Matrizen sind besonders bei breiten Interproximalräumen und großen Kavitäten indiziert. Die QuickmatFIT-Matrizen sind dank ihrer Platzierungsglaschen leicht zu handhaben und zeigen einen okklusalen abgerundeten Rand, damit die Kammrestauration erleichtert wird. Die akzentuierte Krümmung der Matrize schmiegt sich an den Zahn an und sorgt so für eine bessere Passform und Stabilität*, damit Sie die richtige Restaurationsanatomie erhalten.

Vorteile:

- Verbesserte natürliche Krümmung: 3D-geformte Matrix sorgt für anatomisch korrekte Restaurationen
- Einfache Handhabung: die Platzierungsglaschen (okklusal/bukkal/lingual) erleichtern und beschleunigen das Einsetzen und Entfernen der Matrize (die Spitze lässt sich zur korrekten Positionierung leicht mit einer Pinzette greifen)
- Zeitsparende Lösung: anatomisch korrekte Restaurationen reduzieren den Zeitaufwand für die Formgebung und Ausarbeitung
- Drei Matrizenformen (Prämolaren, Molaren und Molar Deep - Molaren mit zervikale Extension)
- Dünn, starr, aber brüniert
- Molar Deep Version für eine effektive Abdichtung des zervikalen Randes

Die Verwendung der anatomisch vergrößerten QuickmatFIT-Teilmatrix in Kombination mit einem Teilmatrizenring (myQuickmat Forte-Ring mit myTines-Extremitäten) und Interdentalkeilen (myWedge-Kunststoffkeile in V-Form) als Teil eines kompletten Matrixsystems gewährleistet die erfolgreiche Restauration von Klasse-II-Kavitäten mit der natürlichen Anatomie des Zahns. Die neue QuickmatFIT-Matrix aus rostfreiem Stahl ist eine Ergänzung des

Polydentia-Angebots an Teilmatrizen, das heute Quickmat, QuickmatFLEX und LumiContrast umfasst. Mit der Einführung von QuickmatFIT können Zahnärzte nun aus der Polydentia-Produktpalette die Matrize auswählen, die ihren Bedürfnissen in Bezug auf Höhe, Dicke, Konkavität und Abstand zum Nachbarzahn am besten entspricht.

* Vergleich mit anderen Polydentia-Matrizen