



Transcend™

Dose 10 x 0,2 g Single dentin A3



Artikelnr.: 220325
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 32 mm
Breite: 55 mm
Länge: 95 mm

€ 28,97

Zzgl. MwSt.

Dose 10 x 0,2 g Single dentin A3

Universalkomposit *Transcend™*

Dank seiner einzigartigen Farbanpassung ermöglicht *Transcend™* die Erstellung hochwertiger ästhetischer Restaurationen mit nur einer einzigen Farbe und ganz ohne Opaker zur Abdeckung dunkler Verfärbungen. Für ästhetisch anspruchsvollere Fälle im Frontzahnbereich, welche den Einsatz der Schichttechnik erfordern, bietet *Transcend™* ein zusätzliches Farbsystem mit Dentin- und Schmelzfarben.

Eigenschaften und Vorzüge *Transcend™*

- Eignet sich für direkte sowie indirekte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich
- Benötigt keinen Blocker
- Passt sich ästhetisch ansprechend der umgebenden Zahnfarbe an
- Überzeugt durch optimale Polierbarkeit und beeindruckende Glanzbeständigkeit
- Ist gleichermaßen fest und formbar
- Erzielt langlebige Resultate
- Hat eine mit der natürlichen Zahnschmelz vergleichbare Fluoreszenz