



## MELAstore Transportbox

Stück (B x H x T): 29 x 18,6 39,5 cm

---



Artikelnr.: 220386  
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG  
Gewicht: 0.525 kg  
Höhe: 186 mm  
Breite: 290 mm  
Länge: 395 mm

**€ 19,81**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Transportbox (B x H x T): 29 x 18,6 39,5 cm

Die *MELAstore Transportbox* bietet ausreichend Platz für Einzelinstrumente sowie bis zu 5 MELAstore Trays 100 oder 4 MELAstore Trays 200 und gewährleistet so einen sicheren Transport von kontaminierten Instrumenten vom Behandlungszimmer zum Aufbereitungsraum (AEMP). Durch diese Lösung wird das Praxispersonal sowie die Patienten vor Kontamination und Stichverletzungen geschützt, während die Hygienevorschriften eingehalten werden.