



TOPDENT Ausbildungssortiment – Set komplett

Set 13 Instrumente



Artikelnr.: 220397
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.385 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 145 mm
Länge: 230 mm

€ 87,20

Zzgl. MwSt.

Set 1 Wachsmodelliermesser mit löffelförmiger Wachsmulde klein, 1 Wachsmodelliermesser nach Fahnenstock groß, 2 LeCron Modellierinstrumente (klein, groß), 1 Folienmesser, 1 Folienschere gerade, 1 Lötpinzette gebogen, 1 PKT2, 1 Halteklemme gebogen, 1 Gipsmesser mit Kuvettenöffner, 1 Tasterzirkel Metall nach Iwanson, 1 Glättungspinsel, 1 Bleistift

Ausbildungsset fürs Labor.