



RESORBA® PGA

Packung 24 Stück, violett, 45 cm, ART 25, USP 4/0



Artikelnr.: 220481
Hersteller: Karl Hammacher GmbH
Gewicht: 0.184 kg
Höhe: 64 mm
Breite: 115 mm
Länge: 142 mm

€ 132,99

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln, violett, 45 cm, ART 25, USP 4/0

RESORBA PGA ist ein geflochten, resorbierbares Nahtmaterial aus Polyglycolsäure. Um das Gewebetrauma zu reduzieren und den Knotenlauf zu optimieren ist das Nahtmaterial mit Resolacton beschichtet. Kombiniert mit der hohen Ausgangsreißfestigkeit ist RESORBA PGA ein Nahtmaterial, welches den hohen Ansprüchen für den täglichen Einsatz gerecht wird. Das Produkt ist in violetter Farbe und ungefärbt erhältlich.

- Mittelfristig resorbierbares Multifilament
- Hohe Reißkraft
- Minimales Gewebetrauma
- Glatte Gewebedurchzug
- Guter Knotensitz