



Rebilda® DC

Packung 10 g QuickMix Spritze fluoreszierend dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4



Artikelnr.: 220494
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.06 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 45 mm
Länge: 150 mm

€ 57,00

Zzgl. MwSt.

Packung 10 g QuickMix Spritze fluoreszierend dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4

Dualhärtendes, fließfähiges, adhäsives Stumpfaufbausystem auf Composite-Basis.

Indikation

- Adhäsiver Stumpfaufbau von vitalen und devitalen Zähnen
- Schnelle Verarbeitung durch Lichthärtung
- Sichere Verarbeitung durch zusätzliche chemische Härtung
- Materialersparnis durch optimierte Mischer
- Hohe Haftung durch Systembond - weniger parapulpäre Stifte