



## Arti-Fol® Pinzette für Approximal-Kontakte

Stück BK 145



Artikelnr.: 22082

Hersteller: Dr. Jean Bausch KG

Gewicht: 0.046 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 51 mm

Länge: 168 mm

**€ 49,37**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Pinzette, BK 145

Die *Arti-Fol® Pinzette für Approximal-Kontakte* dient zum schnellen und zielgerichteten approximalen Einpassen von Restaurationen. Die hohe Klemmkraft der Pinzette hält die Occlusionsfolie an zwei Seiten fest und gewährleistet eine sichere Führung bei der Kontaktkorrektur durch den Zahnarzt. Die Folie lässt sich schnell und einfach einspannen. Das Instrument enthält keine Hohlräume und lässt sich problemlos mit allen bekannten Verfahren desinfizieren oder sterilisieren. Die *Arti-Fol® Pinzette für Approximal-Kontakte* ist ein deutsches Markenfabrikat und wird aus hochwertigem Stahl gefertigt, der eine lange Lebensdauer garantiert.