



GingiKNIT+

Flasche Gr. 1n



Artikelnr.: 22094
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 111 mm
Länge: 180 mm

€ 13,80

Zzgl. MwSt.

Flasche Größe 1n

GingiKNIT+ besteht aus vielen kleinen absorbierenden Schlaufen, die in einer langen Kette mit einander verstrickt sind.

- Nicht imprägnierter Faden
- Bleibt in situ, selbst wenn man den Faden mit einem Bohrer oder Diamanten touchiert
- Leichtes Einbringen ohne aufspießen, auffasern und reißen. Fäden sind durch einen unterschiedlichen Farbstreifen leicht zu identifizieren
- Flasche mit 183 cm Faden