



Futar® Easy Fast

Packung 50 ml Doppelkartusche



Artikelnr.: 220976
Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.308 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 62 mm
Länge: 100 mm

€ 44,61

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Doppelkartusche

Die Produktfamilie Futar® umfasst acht spritzbare elastomere Materialien für die Bissregistrierung zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse. Alle Materialien sind A-Silikone und bestechen durch ihre hohe Endhärte und ein Höchstmaß an Komfort. Die Futar®-Familie bietet für jeden Anspruch das passende Bissregistriermaterial.

Futar® Easy Fast ist ein spritzbares elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit hoher Endhärte und besonders geringer Austragskraft.

- Bissregistrierung (ganzer Zahnbogen)
- Beschickung der Bissgabel
- Registrierung (allgemein)
- Registrierung in der KFO
- Bissregistrierung (Segment)