



Futar® D Fast

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Artikelnr.: 220980
Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.308 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 62 mm
Länge: 100 mm

€ 44,61

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen

Die Produktfamilie Futar® umfasst acht spritzbare elastomere Materialien für die Bissregistrierung zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse. Alle Materialien sind A-Silikone und bestechen durch ihre hohe Endhärte und ein Höchstmaß an Komfort. Die Futar®-Familie bietet für jeden Anspruch das passende Bissregistriermaterial.

Futar® D ist ein spritzbares elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit extrahoher Endhärte. Fast set Variante

- Bissregistrierung (ganzer Zahnbogen)
- Beschickung der Bissgabel
- Registrierung (allgemein) Registrierung in der KFO
- Bissregistrierung (Segment)