



Panasil® contact two in one Light

Normalpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Artikelnr.: 220990
Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.32 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 60 mm
Länge: 103 mm

€ 48,33

Zzgl. MwSt.

Normalpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen

Präzise ohne Kompromisse, dafür steht Panasil®. Das Sortiment hat für alle Abformtechniken und Indikationen das richtige Produkt. Mit seinen überzeugenden Produkteigenschaften und aufeinander abgestimmten Produktkombinationen gelingen Abformungen auch im feuchten Milieu mit einem außergewöhnlich präzisen Ergebnis. Die Panasil®-Familie bietet dünn-, mittel- und zähfließende sowie knetbare Präzisionsabformmaterialien auf A-Silikon-Basis. Panasil® contact ist ein Light body auf A-Silikon-Basis für die Präzisionsabformung. Die Abbindecharakteristik der beiden Produkte ist hierbei bestechend: ein Abbindeende kann schon nach 2 Minuten erzielt werden. Dünnfließend, hellgrün.

- Doppelmischabformung
- Sandwichabformung
- Folienabformung
- Unterfütterungsabformung