



MELAseal® 300

Stück Durchlaufsiegelgerät inklusive USB-Stick



Artikelnr.: 221003
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 6.9 kg
Höhe: 360 mm
Breite: 390 mm
Länge: 425 mm

€ 2.090,00

Zzgl. MwSt.

Stück Durchlaufsiegelgerät inklusive USB-Stick

Maximale Effizienz auf kleinstem Raum: Das kompakteste Durchlaufsiegelgerät seiner Klasse verpackt besonders viele Instrumente in kürzester Zeit - und das ohne Pausen! Dabei überzeugt das neue *MELAseal® 300* mit smarten Produkt-Highlights: Denn ein intuitives Smart-Touch-Bedienkonzept, ein intelligenter Einrichtungsassistent für die Selbstaufstellung, integrierte USB- und Netzwerkschnittstellen, eine Reminder-Funktion für die Routine-Prüfungen sowie ein Energiesparmodus machen den Siegelvorgang magisch einfach und zeitsparend.