



BegoSol® K

Flasche 1 Liter für den Sommer



Artikelnr.: 22101

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 1.311 kg

Höhe: 301 mm

Breite: 70 mm

Länge: 88 mm

€ 25,60

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter BegoSol K für den Sommer

Spezial Anmischliquid (frostempfindlich) für Wirofine und Bellastar XL und VarseoVest P plus. Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann es mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je höher die Konzentration von *BegoSol® K*, desto höher die Expansion der Einbettmasse.