



## BegoSol® K

Kanister 5 Liter für den Sommer



Artikelnr.: 22102

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 7.213 kg

Höhe: 360 mm

Breite: 234 mm

Länge: 248 mm

**€ 80,33**

Zzgl. MwSt.

### Kanister 5 Liter BegoSol K für den Sommer

Spezial Anmischliquid (frostempfindlich) für Wirofine und Bellastar XL und VarseoVest P plus. Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann es mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je höher die Konzentration von *BegoSol® K*, desto höher die Expansion der Einbettmasse.