



# HELIX TEST BROWNE

Packung 25 Stück



Artikelnr.: 221065  
Hersteller: W&H Deutschland GmbH  
Gewicht: 0.092 kg  
Höhe: 750 mm  
Breite: 205 mm  
Länge: 150 mm

**€ 55,28**

*Zzgl. MwSt.*

## Packung 25 Tests

Der Helix-Test ist ein Prüfkörper für „Typ-B“-Sterilisatoren. Er wird als Process Challenge Device (PCD) zur Bewertung der Luftentfernung und Dampfdurchdringungsfähigkeit eines Sterilisators klassifiziert. Er agiert als Hohlkörper (enge Lumen/Typ A gemäß EN 13060), der aufgrund seiner physikalischen Form die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörperinstrumenten simuliert. Der W&H Helix-Test besteht aus 3 wesentlichen Teilen

- Der Helix-Körper enthält einen Kunststoffschlauch mit einer Länge von 1,5 m und einem Durchmesser von 2 mm.
- Die Verschlusskappe verschließt das System hermetisch und dient als Halterung für den Teststreifen mit chemischem Indikator vom Typ 2

## Vorteile im Überblick:

- **Verlässlichkeit des Testergebnisses:** Der chemische Streifen reagiert entsprechend der Sterilisationsleistung. Wenn Probleme auftreten, wird sich die Farbe nicht gleichmäßig verändern.
- **Eine revolutionäre Rückverfolgbarkeit für Sterilisationstests:** Jeder Streifen ist mit einem einzigartigen Matrixcode versehen, der eine eindeutige Zuordnung des chemischen Indikators zum Testzyklus ermöglicht. W&H verbessert auch die Möglichkeit, Fotos der Testergebnisse zu machen, um digitale Sterilisationslogbücher mit der neuen e-Log-Funktion von W&H zu erstellen
- **Design und Benutzerfreundlichkeit:** Durch das neue W&H-Design und die vereinfachte Verschlusskappe ist der W&H Helix-Test im Vergleich zu den marktüblichen Tests einfach zu handhaben.