



# Guttapercha Points

Packung 120 Stück Taper.02 ISO 030



Artikelnr.: 221243  
Hersteller: Bondent GmbH  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 71 mm

**€ 5,07**  
*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 120 Spitzen Taper.02 ISO 030

Standard-Guttapercha-Spitzen sind schneller und effektiver und werden für eine schnelle Obturation nach der Wurzelkanalaufbereitung verwendet. Diese sind maßhaltig und lassen sich hervorragend mit nicht verzogenem Crimp verarbeiten. Es ist in drei Farben und Formen mit den Spezifikationen 2 %, 4 % und 6 % erhältlich.

- ROTE Form: Große konische 0,06 Kegel
- ROSA Form: Große konische 0,04 Kegel
- WEISSE Form: ISO-Norm 0,02 Kegel.
- Zertifizierung: Klasse IIa, CE, ISO