



MASTERmatic Lux M45 L

Stück 1:4,2



Artikelnr.: 221371
Hersteller: KaVo Dental GmbH
Gewicht: 0.18 kg
Höhe: 42 mm
Breite: 87 mm
Länge: 167 mm

€ 1.747,53

Zzgl. MwSt.

Stück Winkelstück 1:4,2

Schnellläuferwinkelstück 1:4,2 (rot). Optimaler Zugang durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.

- Maximaldrehzahl 40.000 U/min.
- Kratzfeste Plasmatec-Beschichtung
- Angenehmes Laufgeräusch dank 3-fach-Übersetzung
- Keramikkugellager
- Ideale Ausleuchtung durch Glasstablichtleiter mit 25.000 Lux
- 24 Monate Garantie
- Sehr geringe Lautstärke: 55 dB(A)