



Filtek™ Easy Match Universal Komposit

Packung 20 x 0,2 g Kapsel warm



Lieferzeit voraussichtlich ab September

Artikelnr.: 221496
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 127 mm
Länge: 203 mm

€ 61,90

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,2 g Kapsel warm

Das auf drei Farben basierende System von 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit wurde entwickelt, um in den meisten Fällen einfach und intuitiv eine exzellente farbliche Übereinstimmung mit der natürlichen Zahnfarbe zu erzielen. Mit nur drei Farben (Bright, Natural und Warm) lassen sich die Farbtöne der VITA classical Farbskala abdecken.

Vorteile:

- Vereinfachte Farbauswahl für Front- und Seitenzahnversorgungen in Einfarb-Technik
- Hervorragende Glanzbeständigkeit und farbliche Anpassungsfähigkeit
- Exzellente Festigkeit und Verschleißbeständigkeit
- Feste Konsistenz
- Kein Blocker erforderlich
- Basiert auf derselben ECHTEN Nanotechnologie wie die führenden Komposite der 3M™ Filtek™ Produktfamilie
- Aufgrund der natürlichen Anpassung der Opazität ist das Komposit genau dort, wo es benötigt wird - am Übergang zur Zahnhartsubstanz und im Bereich der Inzisalkante - ähnlich transluzent wie Schmelz

Indikationen:

- Direkte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich (inklusive kaulasttragender Bereiche)
- Stumpfaufbauten