



# Filtek™ Easy Match Universal Komposit

Spritze 4 g natural

---



Lieferzeit voraussichtlich ab September

Artikelnr.: 221498  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.017 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 127 mm  
Länge: 203 mm

**€ 61,90**

Zzgl. MwSt.

---

**Spritze 4 g natural**

Das auf drei Farben basierende System von 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit wurde entwickelt, um in den meisten Fällen einfach und intuitiv eine exzellente farbliche Übereinstimmung mit der natürlichen Zahnfarbe zu erzielen. Mit nur drei Farben (Bright, Natural und Warm) lassen sich die Farbtöne der VITA classical Farbskala abdecken.

**Vorteile:**

- Vereinfachte Farbauswahl für Front- und Seitenzahnversorgungen in Einfarb-Technik
- Hervorragende Glanzbeständigkeit und farbliche Anpassungsfähigkeit
- Exzellente Festigkeit und Verschleißbeständigkeit
- Feste Konsistenz
- Kein Blocker erforderlich
- Basiert auf derselben ECHTEN Nanotechnologie wie die führenden Komposite der 3M™ Filtek™ Produktfamilie
- Aufgrund der natürlichen Anpassung der Opazität ist das Komposit genau dort, wo es benötigt wird - am Übergang zur Zahnhartsubstanz und im Bereich der Inzisalkante - ähnlich transluzent wie Schmelz

**Indikationen:**

- Direkte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich (inklusive kaulasttragender Bereiche)
- Stumpfaufbauten