



Kolinsky evo Bionic Hair Pinsel

Packung 2 Stück Größe 1/0



Artikelnr.: 221533
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 55 mm
Länge: 253 mm

€ 20,97

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Pinsel Größe 1/0

Der *Kolinsky evo mit Bionic Hair* verbindet wie die beliebte Kolinsky-Pinselreihe die Vorteile eines Synthetik- mit denen eines Naturhaarpinsels. Die besondere Molekularstruktur der Pinselhaare ermöglicht die Aufnahme von Feuchtigkeit und zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Langlebigkeit aus. Die Feinheit, die Elastizität sowie die Formstabilität der Pinselspitze ermöglichen ein gezieltes Auftragen.

Vorteile

- Bemerkenswerte Langlebigkeit durch innovatives Bionic Hair.
- Optimales Feuchtigkeitsmanagement durch spezielle molekulare Struktur der Faser.
- 6 verschiedene Größen für individuelle Anwendungsbereiche.
- Geradliniges Design und geringes Gewicht garantieren ein komfortables Handling.
- Grazile Spitze mit dauerhafter Spannkraft und Elastizität begeistert beim zielgerichteten Auftragen von Keramik.
- Lange Lebensdauer ohne Aufspreizen oder „Aufpuscheln“ dank Bionic Hair.