



## Bisico Nanofill n®

Spritze 4 g A1



Artikelnr.: 221618  
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon  
Gewicht: 0.033 kg  
Höhe: 155 mm  
Breite: 40 mm  
Länge: 40 mm

**€ 69,55**

Zzgl. MwSt.

### Spritze 4 g A1

*Bisico® Nanofill n* ist ein nano-gefülltes, lichthärtendes, hochglanzpolierbares, röntgenopakes Nanokomposit mit einem ausgezeichneten Handling. Es lässt sich leicht modellieren, ist standfest und klebt nicht am Instrument. Dank seiner hohen Ästhetik und ausgezeichneten physikalischen Werte ist Nanofill n universell im Front- und Seitenzahnbereich einsetzbar. Aufgrund des ultrafeinen Nano-Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen. Durch die Verarbeitung von mehreren Arten unterschiedlich großer Füllstoffe ist das Material mit einem Gesamtfüllstoffanteil von 83,54 % Gew. hoch verdichtet und damit die Polymerisationsschrumpfung von unter 2 % deutlich reduziert. Nanofill n ist hoch röntgenopak. Mit einem ansprechendes Farbsystem unterschiedlicher Opazitäten, 8 Dentinfarben, 1 Opaker, 1 Inzisalfarbe sowie 1 Farbe zur Charakterisierung lassen sich naturgetreue Restaurationen erstellen.