



Nanofill unique flow

Packung 20 x 0,3 g Kapsel



Artikelnr.: 221628
Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 65 mm
Länge: 65 mm

€ 82,75

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,3 g Kapsel

Nanofill unique flow ist ein lichthärtendes, fließfähiges, hoch röntgensichtbares (210% Al) Komposit von hoher Viskosität. Das Einfarb-Komposit ist die universelle Farblösung für eine Vielzahl alltäglicher Fälle. Dank des Chamäleons-Effekt und der exzellenten Farbanpassungseigenschaften fügt sich *Nanofill unique flow* nahtlos in die natürliche Zahnumgebung der Patienten ein, unabhängig von deren Zahnfarbe, so dass Restaurationen einfach natürlich schön wirken.

Indikationen:

- Fissurenversiegelung
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black
- Korrekturen von Zahnschmelzdefekten
- Ausblocken von Unterschnitten
- Kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz