



Tetric®-Line

System Kit gemischt



Artikelnr.: 221646
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.54 kg
Höhe: 74 mm
Breite: 171 mm
Länge: 281 mm

€ 260,72

Zzgl. MwSt.

System Kit gemischt 1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen, 40 VivaPen Kanülen, 40 VivaPen Protective Sleeves, 1 x 2 g Tetric EvoFlow A3, 10 Kanülen Luerlock (0,9 mm, 1,2 mm) schwarz, 1 x 2 g Tetric PowerFlow IVA, 1 Tetric Prime Assortment Cavifil (20 Tetric Prime Cavifill A2, A3, 5 Tetric Prime Cavifill A2 Dentin, 10 Tetric PowerFill Refill Cavifil IVA)

Tetric® EvoCeram ist das modellierbare, Tetric® EvoFlow das fließfähige Universalcomposite für den Seiten- und Frontzahnbereich. Tetric® PowerFill ist das modellierbare, Tetric® PowerFlow das fließfähige 4-mm-Composite mit einer Belichtungszeit ab 3 Sekunden für den Seitenzahnbereich.

Ästhetik:

- Natürliche Anpassung dank Chamäleon Effekt
- Natürliche Ästhetik im Seitenzahnbereich
- Dank Ivocerin und Aessencio-Technologie gleiche Ästhetik wie mit konventionellen Composites