



Keralloy® KB

Packung 250 g Gusslegierung



Artikelnr.: 221652
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.27 kg
Höhe: 140 mm
Breite: 45 mm
Länge: 105 mm

€ 216,68

Zzgl. MwSt.

Packung 250 g Gusslegierung

Nichtedelmetall Gusslegierung auf Kobaltbasis für Metallkeramik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4. *Keralloy® KB* lässt durch die sehr niedrige Härte optimal bearbeiten und polieren. Sie ist sehr flexibel in der Anwendung und besonders gut für Kronen, Brücken und Fräsarbeiten geeignet. *Keralloy® KB* ist sehr korrosionsbeständig und frei von Beryllium, Indium und Gallium. Die Legierung ist mit allen handelsüblichen, hochsinternden Keramiken verblendbar. Empfohlene Einbettmasse: TeleVest, Premium, Presto Vest, Silavest KB